



eurobraille
VOYONS ENSEMBLE

MANUEL D'UTILISATION APPLICATION DIALOGUE

iris[®] 40,20
iris-s 32,20
iris-kb 40,20
VERSION 1.90

eurobraille
64, rue de Crimée, 75019 PARIS
Tel : (33) 01 55 26 91 00
Fax : (33) 01 55 26 91 91

1.	APPLICATION DIALOGUE	3
1.1.	PRESENTATION.....	3
1.2.	RACCOURCIS SPECIFIQUES.....	3
1.3.	MENU CONVERSATION (Alt c)	3
	<i>nouveau (Alt c; n)</i>	<i>3</i>
	<i>reprendre (Alt c; r)</i>	<i>3</i>
	<i>fermer (Alt c; f)</i>	<i>4</i>
	<i>Exporter (Alt c; x)</i>	<i>4</i>
1.4.	MENU PARAMETRES (Alt p)	4

1. APPLICATION DIALOGUE

1.1. *PRESENTATION*

Dialogue est une application permettant à une personne sourde-aveugle et une personne voyante de communiquer grâce à l'appareil Iris.

La personne sourde-aveugle utilisera le clavier Braille et la plage braille pour envoyer et recevoir des messages, tandis que la personne voyante utilisera l'afficheur LCD ainsi qu'un clavier AZERTY branché sur le port PS/2 de l'appareil.

Lorsque l'application Dialogue est lancée, le message suivant s'affiche :

conversation:liste vide T

Pour taper un message, il suffit de taper une suite de caractères au clavier (Braille ou AZERTY), et de finir cette suite par la touche Entrée.

En supposant que la personne sourde-aveugle tape le message "bonjour", voici ce qui s'affiche sur la plage Braille une fois le message tapé et validé :

---> Bonjour T

Sur l'afficheur LCD, voici ce qui s'affichera pour le même message :

<--- Bonjour T

Il est à noter qu'un message ne peut être lu tant qu'il n'a pas été validé.

1.2. *RACCOURCIS SPECIFIQUES*

L'application Dialogue fonctionne de manière légèrement différente par rapport aux autres applications, c'est pourquoi les touches de raccourcis sont listées ici :

Touche	Description
L1	Plage Braille Précédente
L2	Message Précédent sur la plage Braille
L3	Message suivant sur la plage Braille
L4	Plage Braille suivante
L5	Plage LCD précédente
L6	Message précédent sur l'afficheur LCD
L7	Message suivant sur l'afficheur LCD
L8	Plage LCD suivante

1.3. *MENU CONVERSATION (Alt c)*

nouveau (Alt c; n)

Cette commande crée une nouvelle conversation vide.

reprendre (Alt c; r)

Cette commande ouvre une conversation précédemment sauvegardée.

fermer (Alt c; f)

Cette commande ferme la conversation en cours: si elle n'est pas vide, elle propose de sauver la conversation en cours avant de la fermer.

Exporter (Alt c; x)

Exporte la conversation en un fichier texte (.txt) ce qui permet de lire le fichier dans l'éditeur, ou sur un PC.

NOTE : Il n'est pas possible de modifier une conversation exportée.

1.4. MENU PARAMETRES (Alt p)

Ce menu permet de régler les différents paramètres de l'appareil (général, braille, et objet). Reportez-vous à la documentation de l'éditeur pour davantage de détails sur ces réglages.